



植牙手術器械



# Dental Implant Surgery Instruments.

Taiwan Implant Technology Company, Ltd.

## 鑽頭 Drill



品名	直徑Ø (mm)	鑽身長度 (mm) Drill Length	刀刃頭長度 (mm) Blade Length	總長 (mm) Total Length
L 鑽頭 Drill L	NC Ø2.0、Ø2.5、Ø2.8 Ø3.0、Ø3.3、Ø3.5	23	19	37
M 鑽頭 Drill M	RC	19	15	33
S 鑽頭 Drill S	Ø3.8、Ø4.0、Ø4.2、Ø4.5 Ø4.8、Ø5.0、Ø5.2	13	9	27

## 品名

直徑Ø (mm)

Regular H (mm)

## 套環 Tube

NC for Sleeve NC

ID4.1 / OD4.7

RC for Sleeve RC & RC-N

ID6.1 / OD6.7

3.5

NNC

ID2.1 / OD2.7



## 套筒 Sleeve



## 品名

直徑Ø (mm)

長度 (mm)

NC for Drill (D2.0-3.5mm)

ID3.5/OD4.0

RC-N for Drill (D2.0-3.5mm)

ID3.5/OD6.0

5 7 9 11 13 15 17

RC for Drill (D3.8-4.2mm)

ID5.2/OD6.0



套筒套入



露出長度


露出長度 = 鑽身長度 - 套筒長度

**骨屑收集鑽**  
Bone Collector



品名	外徑Ø (mm)	長度L (mm)	操作建議
Collector 2.8mm	Ø2.8	29	<300RPM
Collector 3.5mm	Ø3.5		
Collector 4.2mm	Ø4.2		
Collector 4.8mm	Ø4.8		
Sleeve-NC-Short	Ø4.0	7	Collector 2.8~3.5
Sleeve-NC-Long		9	
Sleeve-RC-Short	Ø6.0	7	Collector 4.2~4.8
Sleeve-RC-Long		9	

**客製化服務**



提供量身訂製的圖案和文字設計服務，以滿足企業或醫師個人需求。我們專注於創造獨特且高品質的視覺效果，確保每個產品都能完美呈現您的品牌形象或個人風格。

## 骨成形鑽

### Bone Profiler



品名	外徑Ø (mm)	長度L (mm)	操作建議
Profile 3.3	Ø3.3	27	1.轉速：800RPM 2.Guid Pin客製化服務
Profile 3.5	Ø3.5		
Profile 4.0	Ø4.0		
Profile 4.5	Ø4.5		
Profile 5.0	Ø5.0		
Profile 5.5	Ø5.5		
Profile 6.0	Ø6.0		
Profile 6.5	Ø6.5		
Profile 7.0	Ø7.0		

## 萬用起子






### Screw-driver




類型	規格 (mm)		
六角型	HEX	0.9-1.0	Ankylos、Xive
		1.20-1.22	3i、Osstem、MegaGen、Lifecore(Keystone Stage-1)、BlueSkyBio
		1.25-1.27	Astra、Dentium、MIS、Zimmer
梅花型	UniGrip		Nobel Biocare
星型	Torx(SCS)	T6	Straumann
一字型	SLOT	1.5	Other(0.05"QUAD driver system ex:Keystone Prima)
可攜器械盒	68 x 30 x 42		SUS304(耐高消、防腐蝕)
短柄手轉器	Ø8 X L12		適用 Square4.0 手動器械
長柄手轉器	Ø8 X L40		

# 失效救援器械 ImRescuer

## HP(手機用)

品名	外徑Ø (mm)	長度L (mm)	
內螺絲殘根救援器械-S Inner Screw Rescuer-S	Ø2.35	25	
內螺絲殘根救援器械-L Inner Screw Rescuer-L		35	
內螺絲殘根救援器械-U Inner Screw Rescuer-U		25	
六角失效救援器械-S Hex Rescuer-S		25	
六角失效救援器械-L Hex Rescuer-L		35	

## Ratchet(手動用)

品名	外徑Ø (mm)	長度L (mm)	
手動內螺絲殘根救援器械-S Inner Screw Rescuer-H-S	Ø3.95	20	
手動內螺絲殘根救援器械-L Inner Screw Rescuer-H-L		30	
手動內螺絲殘根救援器械-U Inner Screw Rescuer-H-U		20	
手動六角失效救援器械-S Hex Rescuer-H-S		20	
手動六角失效救援器械-L Hex Rescuer-H-L		30	
內孔攻牙重修器械-M1.6 Tap Rescuer-M1.6		25	
內孔攻牙重修器械-M1.8 Tap Rescuer-M1.8		25	
內孔攻牙重修器械-M2.0 Tap Rescuer-M2.0		25	

## 轉接配件

品名	外徑Ø (mm)	長度L (mm)
中心導引器 8° Guide 8°	Ø5.0	8.5
中心導引器 14° Guide 14°	Ø5.0	8.5
手持轉接器 Hand Adapter	Ø10	12



## 手工具

品名	外徑Ø (mm)	長度L (mm)
扭力扳手 Torque Wrench	E(Square4)	88



Surgery Instruments

Dental Implant

植牙手術器械

TiTC為你的產品提供研發製造 (CDMO) 服務:



- 植體
- 植體配件
- 植牙手術器械
- 製程解決方案
- 實驗室解決方案

### ● 台灣植體科技 總公司

821011高雄市路竹區路科二路63號5樓

Tel: +886-7-695-5561

Fax: +886-7-695-5528

service@titc-dental.com

<https://www.titc-dental.com>

### ● 台北辦公室

220047新北市板橋區大仁街53巷1號

Tel: +886-2-2595-5933

